

CLINISPONGE®

Absorbable Haemostatic Gelatin Sponge


Clinisponge® steril, absorbe edilebilir, hemostatik etkili, implante edilebilen jelatin bir süngerdir. Clinisponge® cerrahi alanda , geleneksel hemostasin zor olduđu ya da uygun olmadıđı kapiller, venöz ya da sızıntı şeklindeki kanamalarda lokal olarak kullanılan bir hemostatik süngerdir.

Özellikler & Avantajlar

- İmplant edilebilir
- Biyo uyumludur
- Hızlı ve etkili hemostazı sağlar
- Yüksek emme kapasitesi ; kendi ağırlığının 35 katına kadar sıvı emer
- Yaklaşık 3-4 hafta içinde tamamen resorbe edilir
- Diğer ajanlara taşıyıcı olabilir
- Kuru olarak veya fizyolojik solüsyon ile ıslatılarak kullanılabilir
- Kanamalı bölgeye iyi uyum özelliđi
- Çeşitli boyutları vardır




CE 2460



Our Operation Cares About Your Operation...

CLINISPONGE®

Absorbable Haemostatic Gelatin Sponge



Kullanım Alanları

- Genel Cerrahi
- Ortopedik cerrahi
- Göğüs Cerrahisi
- Nöroşirürji
- Jinekoloji
- Üroloji
- Maksillofasiyal cerrahi
- Ortopedik cerrahi
- Göğüs Cerrahisi



| Type | Size | Pcs/Box | Reference |
|----------------------|-------------------|---------|-----------|
| Clinisponge Standart | 80 x 50 x 10 mm | 10 | CL5810 |
| Clinisponge Standart | 70 x 50 x 10 mm | 10 | CL5710 |
| Clinisponge Special | 80 x 50 x 1 mm | 10 | CL5811 |
| Clinisponge Special | 70 x 50 x 1 mm | 10 | CL5711 |
| Clinisponge Film | 200 x 70 x 0,5 mm | 10 | CL2075 |
| Clinisponge Dial | 30 x 30 x 10 mm | 10 | CL3010 |
| Clinisponge Tampon | 80 x ø30 mm | 5 | CL8030 |
| Clinisponge Dental | 10 x 10 x 10 mm | 50 | CL1010 |
| Clinisponge Dental | 14 x 7 x 7 mm | 50 | CL1477 |
| Clinisponge Powder | 1 gr | 5 | CL1000 |

CE 2460



Yücel Medikal ve Tekstil Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.
Selahaddin Eyyubi Mah.1612 Sok. No:19
34850 Esenyurt / İstanbul / TURKEY
+90 212 672 86 10
+90 212 672 86 09
+90 544 672 86 09
info@yucelmedikal.com



www.yucelmedikal.com

